


Fersensporn




Position und Formgebung der Aussparung direkt am Fersenbein berücksichtigt, dass sich die Lage des Fersenspornes in der Dynamik ständig verändert.

Die Freilegung der Plantarsehne in der länglichen Aussparung reduziert den Druck auf die Plantaraponeurose.

Durch das Einbetten der Sehne des Großzehenbeugers in der länglichen Aussparung wird weniger Spannung und weniger Bodendruck auf den Muskel-Sehnen-Übergangsbereich ausgeübt.

Entlastung des Fersenspornes bei moderater Aufrichtung der Fußgewölbestatik, um die Sehnenplatte beim Gehen zu entlasten.

Bei Bedarf können Sie die Fersensporn-aussparung mit einem Polstermodul auffüllen, um die Fußsohle optimal zu dämpfen.



Großflächige Aussparung des Fersenspornes, da der Schmerz über die Knochenhaut ausstrahlt. Würde man eine kleinere Aussparung verwenden, würden die Ränder in den Schmerzbereich drücken und zusätzlichen Schmerz auslösen.